


Anti-Ptpn2 다클론 항체 (Ko 검증 완료) Wb, If/Icc, Elisa용 - P17706

품목 번호: CM0022048



소개

인간 PTPN2(TCPTP)에 대한 KO 검증 완료된 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. T세포 신호전달, 사이토카인 조절 및 포도당 항상성에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증 완료] PTPN2 토끼 pAb
비고/별칭	PTN2; PIPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; N2
종	인간
GeneID (인간)	5771
GeneID	5771
면역원	인간 PTPN2 (NP_536348.1)의 아미노산 1-353에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P17706
단백질 분자량	48kDa
배송 방법	아이스백