


Anti-Ptpn2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P17706

품목 번호: CM0019101



소개

PTPN2 Rabbit Polyclonal Antibody (TCPTP)는 인간, 마우스, 래트에서 웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역 및 암 신호 전달 경로에서 핵심 인산가수분해효소를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPN2 Rabbit pAb
비고/별칭	PTN2; PTPT; TCPTP; TC-PTP; TCELLPTP; PTPN2
종	인간
유전자 ID (인간)	5771
면역원	인간 PTPN2 (NP_536348.1)의 아미노산 1-353 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17706
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백