


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ptpn23 토끼 다클론 항체 - Q9H3S7

품목 번호: CM0030278



소개

인간 PTPN23(HD-PTP)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 엔도솜 분류 및 섬모 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPN23 토끼 pAb
비고/별칭	HDPTP; HD-PTP; NEDBASS; PTP-TD14; PTPN23
종	인간
GeneID (인간)	25930
GeneID	25930
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H3S7
단백질 분자량	179kDa
배송	아이스 팩