


Wb 및 Elisa용 Anti-Ptpn3 폴리클로날 항체 - P26045

품목 번호: CM0026666



소개

인간 PTPN3 (PTPH1)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 쥐 샘플의 내인성 PTPN3를 검출합니다. 막-세포골격 역학 및 인산화효소 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPN3 Rabbit pAb
비고/별칭	PTPH1; PTP-H1; PTPN3
종	인간
GeneID (인간)	5774
GeneID	5774
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P26045
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백