


Anti-Ptpn4 (Ptpmeg) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P29074

품목 번호: CM0028618



소개

WB 및 ELISA에 적합한 인간 PTPN4 (PTPMEG)를 표적으로 하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 인산화효소 신호 전달, 면역 및 뉴런 항상성 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTPN4 Rabbit pAb
비고/별칭	MEG; PTPMEG; PTPMEG1; PTPN4
종	Human
GeneID (인간)	5775
GeneID	5775
면역원	인간 PTPN4 (NP_002821.1)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P29074
단백질 분자량	106kDa
배송	아이스백