


Wb, Elisa용 항-Ptprb 다클론 항체 - P23467

품목 번호: CM0028579



소개

인간 PTPRB(VE-PTP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 혈관 리모델링과 혈관신생의 핵심 조절인자로, 내피세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTPRB Rabbit pAb
비고/별칭	PTPB; HPTPB; VEPTP; HPTP-BETA; R-PTP-BETA; PTPRB
종	인간
유전자ID (인간)	5787
유전자ID	5787
면역원	인간 PTPRB (NP_002828.3)의 아미노산 1173-1260 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P23467
단백질 분자량	224kDa
배송 방식	아이스백