


Wb, Elisa용 Anti-Ptpd 폴리클로널 항체 - P23468

품목 번호: CM0016433



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PTPRD 토끼 폴리클로널 항체로, 사람, 쥐, 및 랫트 샘플과 반응합니다. 시냅스 분화 및 수용체 티로신 인산가수분해 효소 신호 전달에 관한 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTPRD Rabbit pAb
비고/별칭	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	5789
GeneID	5789
면역원	사람 PTPRD (NP_002830.1)의 아미노산 1100-1265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 쥐, 랫트 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P23468
단백질 분자량	215kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)