


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ptprd 다클론 항체 - P23468

품목 번호: CM0028949



소개

웨스턴 블롯, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 PTPRD 토끼 pAb입니다. 뉴런 시냅스 분화의 핵심 조절자인 인간 및 마우스 수용체형 티로신 단백질 포스파타제 델타를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPRD 토끼 pAb
비고/별칭	HPTP; PTPD; HPTPD; HPTPDELTA; RPTPDELTA; R-PTP-delta; PTPRD
종	인간
GeneID (인간)	5789
GeneID	5789
면역원	인간 PTPRD (NP_002830.1)의 아미노산 475-574에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P23468
단백질 분자량	215kDa
배송 방식	아이스백