


Wb 및 Elisa용 Anti-Ptp rf 토끼 다클로날 항체 - P10586

품목 번호: CM0028452



소개

인간 PTPRF (LAR)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 표적은 단백질 티로신 인산가수분해 효소 활성을 가진 213 kDa 세포 부착 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPRF Rabbit pAb
비고/별칭	LAR; BNAH2; PTPRF
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5792
GeneID	5792
면역원	인간 PTPRF (NP_002831.2)의 아미노산 1016-1250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P10586
단백질 분자량	213kDa
배송	아이스 백(Ice bag)