


Anti-Ptpn2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q92932

품목 번호: CM0014462



소개

인간 PTPRN2 (IA-2beta, phogrin)에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차반응. 분비 및 당뇨병 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTPRN2 Rabbit pAb
비고/별칭	IAR; ICAAR; PTPRP; IA-2beta; R-PTP-N2; PTPRN2
종	인간
GeneID	5799
면역원	인간 PTPRN2 (NP_570858.2)의 아미노산 22-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q92932
단백질 분자량	111kDa
배송	아이스백