


Wb, Elisa용 Anti-Ptprr 단클론 항체 - Q15256

품목 번호: CM0002821



소개

인간 PTPRR (수용체형 티로신 단백질 인산화효소 R)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. MAPK 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPRR Rabbit mAb
비고/별칭	PTPRQ; EC-PTP; PCPTPI; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	5801
유전자 ID	5801
면역원	인간 PTPRR (Q15256)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q15256
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)