


Wb, Elisa용 Anti-Ptprr 토끼 다클론 항체 - Q15256

품목 번호: CM0015116



소개

WB 및 ELISA 검증을 완료한 PTPRR 토끼 다클론 항체로, 사람 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. MAPK 조절자인 수용체형 티로신-단백질 인산가수분해효소 R을 표적으로 합니다. 신호전달 및 인산가수분해효소 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTPRR 토끼 pAb
비고/별칭	PTPRQ; EC-PTP; PCPTP1; PTP-SL; PTPBR7; PTPRR
종	사람
유전자 ID (사람)	5801
면역원	재조합 단백질/사람 PTPRR(NP_002840.2)의 22-227번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 랫드
SWISS	Q15256
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스팩