

Wb, Elisa용 항-Ptpu 토끼 다클론 항체 - Q92729

품목 번호: CM0031004



소개

인간 PTPRU(수용체형 티로신 단백질 포스파타제 U)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응성이 있습니다. 세포 접착, 증식 및 상피 완전성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTPRU 토끼 pAb
비고/별칭	FMI; PTP; PCP-2; PTP-J; PTPRO; PTPU2; PTP-PI; PTP-RO; PTPPSI; hPTP-J; R-PTP-U; R-PTP-PSI; PTPRU
종	인간
GeneID (인간)	10076
GeneID	10076
면역원	인간 PTPRU (NP_005695.3)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92729
단백질 분자량	162kDa
배송 방식	아이스 팩