


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ptrf 토끼 다클론 항체 - Q6Nzi2

품목 번호: CM0019007



소개

PTRF (Cavin-1) 토끼 다클론 항체는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 캐보올 형성, 지방세포 생물학 및 대사성 질환 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PTRF 토끼 pAb
비고/별칭	CGL4, PTRF, CAVIN, FKSG13, cavin-1
종	인간
유전자 ID (인간)	284119
유전자 ID	284119
면역원	인간 PTRF (NP_036364.2)의 아미노산 200-280에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6Nzi2
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백