

Anti-Ptrh1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q86Y79

품목 번호: CM0016199

소개

PTRH1 Rabbit pAb은 재조합 인간 PTRH1 단백질에 대해 생성된 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 리보솜 관련 품질 관리에 관여하는 펩티달-tRNA 가수분해효소를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTRH1 Rabbit pAb
비고/별칭	PTH1; C9orf115; PTRH1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	138428
GeneID	138428
면역원(Immunogen)	재조합 단백질[인간 PTRH1 (NP_001002913.1)의 아미노산 1-214에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q86Y79
단백질 분자량	23kDa
운송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)