

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Ptrh2 폴리클로널 항체 - Q9Y3E5

품목 번호: CM0028239



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 PTRH2 (BIT1/PTH2)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 PTRH2를 검출합니다. 세포자멸 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PTRH2 Rabbit pAb
비고/별칭	PTH; BIT1; PTH2; PTH 2; CFAP37; IMNEPD; CGI-147; PTRH2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	51651
면역원(Immunogen)	인간 PTRH2 (NP_057161.1)의 아미노산 40-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y3E5
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)