

Anti-Pts (6-Pyruvoyl Tetrahydrobiopterin Synthase) 폴리클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q03393

품목 번호: CM0028868



소개

인간 PTS (6-pyruvoyl tetrahydrobiopterin synthase)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플과 반응합니다. BH4 생합성 및 페닐케톤뇨증 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PTS Rabbit pAb
비고/별칭	PTPS; PTS
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	5805
Gene ID	5805
면역원(Immunogen)	제조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)
SWISS	Q03393
단백질 분자량	16kDa
배송(Shipping)	아이스백