


Wb, If, Ihc-P, Fc, Elisa용 Anti-Pu.1/Spi1 단클론 항체 - P17947

품목 번호: CM0007005



소개

웨스턴 블롯, 면역형광염색, 면역조직화학, 유세포분석, ELISA에서 검증된 토끼 단클론 PU.1/SPI1 항체입니다. 조혈 연구를 위해 인간 PU.1 전사인자(31 kDa, SWISS: P17947)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PU.1/SPI1 Rabbit mAb
비고/별칭	OF; PU.1; AGM10; SFPI1; SPI-1; SPI-A; PU.1/SPI1
종	인간
유전자 ID (인간)	6688
유전자 ID	6688
면역원	인간 PU.1/SPI1 (NP_003111.2) 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, FC (세포내), ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P17947
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩