

Wb, Ip, Elisa용 항-Puf60 토끼 다클론 항체 - Q9Uhx1

품목 번호: CM0030752



소개

인간 PUF60을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot, 면역침강(IP) 및 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 쥐 샘플과 교차 반응합니다. 전사 및 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PUF60 토끼 pAb
비고/별칭	FIR; VRJS; RoBPI; SLAHBP1; PUF60
종	인간
GeneID	22827 (인간)
면역원	인간 PUF60(NP_055096.2)의 아미노산 243-542에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q9UHX1
단백질 무게	60kDa
배송	아이스팩