

Anti-Pumilio 1 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q14671

품목 번호: CM0003430



소개

CamelBio는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-Pumilio 1 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 인간 및 마우스 Pumilio 1 (Q14671)과 반응합니다. RNA 결합 단백질 연구에 이상적입니다. 아이스 패킹으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Pumilio 1 Rabbit mAb
비고/별칭	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUMLI; SCA47; Pumilio 1
종	인간(Human)
유전자 ID	9698
면역원	인간 Pumilio 1 (Q14671)의 아미노산 104-203에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q14671
단백질 크기	126kDa
배송	아이스 백(Ice bag)