

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 안티-퓨밀리오 1 토끼 폴리클로날 항체 - Q14671

품목 번호: CM0025661



소개

인간 퓨밀리오 1(PUM1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 생쥐 및 쥐와 교차 반응함. 전사 후 조절 및 RNA 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	퓨밀리오 1 토끼 pAb
비고/별칭	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
종	인간
GeneID (인간)	9698
면역원	재조합 단백질: 인간 퓨밀리오 1(NP_055491.1)의 아미노산 1-280 서열에 해당하는 재조합 용합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q14671
단백질 분자량	126kDa
배송	아이스백