

웨스턴 블롯, 면역형광/세포면역화학, 엘라이자용 항-Pumilio 1 토끼 다클론 항체 - Q14671

품목 번호: CM0018219



소개

인간 Pumilio 1(PUM1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차반응성이 확인되었습니다. RNA결합단백질 및 전사후 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Pumilio 1 토끼 pAb
비고/별칭	PUMH; HSPUM; PUMH1; PUML1; SCA47; Pumilio 1
종	인간
GeneID (인간)	9698
GeneID	9698
면역원	인간 Pumilio 1 (NP_055491.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q14671
단백질 분자량	126kDa
배송 방식	아이스팩