

Wb 및 Elisa용 항퓨린성 수용체 P2Y6 단일클론 항체 - Q15077

품목 번호: CM0012249

소개

인간 P2Y 퓨리노수용체 6(P2Y6, Q15077)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. UDP 유도 칼슘 신호를 매개하는 36 kDa GPCR을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	퓨린성 수용체 P2Y6 토끼 mAb
비고/별칭	P2Y6; 퓨린성 수용체 P2Y6
종	인간
유전자 ID (인간)	5031
유전자 ID	5031
면역원	합성 펩타이드; 인간 퓨린성 수용체 P2Y6(Q15077)의 아미노산 229-328 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q15077
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스팩