

Anti-Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q15077

품목 번호: CM0018972

소개

인간 P2RY6 (P2Y 퓨리노셉터 6)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합합니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 표적은 UDP, UTP 및 ATP에 대한 G 단백질 결합 수용체로, 칼슘 신호 전달을 매개합니다. GPCR 및 뉴클레오타이드 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Purinergic Receptor P2Y6 Rabbit pAb
비고/별칭	P2Y6; Purinergic Receptor P2Y6
종	Human
GeneID (Human)	5031
GeneID	5031
면역원	인간 P2RY6 (NP_789766.1)의 아미노산 200-300에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q15077
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백