

Wb, Elisa용 항-Pus1 토끼 다클론 항체 - Q9Y606

품목 번호: CM0029340



소개

인간 PUS1에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 슈도유리딜화, mRNA 스플라이싱 및 미토콘드리아 장애 연구에 이상적입니다. 47 kDa 크기의 인간 PUS1과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PUS1 토끼 pAb
비고/별칭	MLASA1; PUS1
종	인간
유전자 ID	80324 (인간)
면역원	인간 PUS1 (NP_079491.2)의 아미노산 308-427에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y606
단백질 분자량	47kDa
배송 방식	아이스 팩