


Wb 및 Elisa용 항-Pus10 다클론 항체 - Q3Mit2

품목 번호: CM0021548



소개

인간 PUS10을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. tRNA 슈도유리딜화 및 miRNA 처리 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PUS10 토끼 pAb
비고/별칭	DOBI; Hup10; CCDC139; PUS10
종	인간
GeneID (인간)	150962
GeneID	150962
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q3MIT2
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스백