

Anti-Pvrig Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q6Dki7

품목 번호: CM0023192



소개

고품질 토끼 폴리클로날 anti-PVRIG (CD112R) 항체, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 공역제 T-세포 신호 전달 및 면역 체크포인트 경로 탐구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PVRIG Rabbit pAb
비고/별칭	CD112R; C7orf15; PVRIG
종	인간
GeneID (Human)	79037
GeneID	79037
면역원	인간 PVRIG (NP_076975.2)의 아미노산 193-326에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q6DKI7
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백