

Wb, Elisa용 Anti-Pvrl1 토끼 다클론 항체 - Q15223

품목 번호: CM0022530



소개

인간 PVRL1(Nectin-1/HveC/CD111)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포 접착 및 바이러스 유입 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PVRL1 토끼 pAb
비고/별칭	ED4; PRR; HlgR; HVIS; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
종	인간
GeneID (인간)	5818
GeneID	5818
면역원	인간 PVRL1(NP_002846.3)의 아미노산 450-517에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15223
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스팩