

Anti-Pvrl3 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Nqs3

품목 번호: CM0029931



소개

인간 PVRL3(넥틴-3, CD113)에 대해 생성된 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응합니다. 세포 접착, 축삭 유도 및 세포 연결 연구에 유용합니다. - Q9NQS3

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PVRL3 토끼 pAb
비고/별칭	PPR3; PRR3; CD113; PVRL3; PVRR3; CDW113; NECTIN-3
종	인간
GeneID (인간)	25945
GeneID	25945
면역원	인간 PVRL3 (NP_001230215.1)의 아미노산 127-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NQS3
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스백