

Anti-Pvrl4 (Nectin-4) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q96Ny8

품목 번호: CM0019303



소개

WB 및 ELISA에 검증된 인간 PVRL4 (Nectin-4, LNIR, PRR4)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 세포 부착 및 홍역 바이러스 연구에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PVRL4 Rabbit pAb
비고/별칭	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	81607
면역원(Immunogen)	인간 PVRL4 (NP_112178.2)의 아미노산 32-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q96NY8
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)