

## Wb, Elisa용 항-Pwp1 단클론 항체 - Q13610

품목 번호: CM0003358

### 소개

이 토끼 단클론 항체는 핵내 염색질 연관 인자인 인간 PWP1(주기적 트립토판 단백질 1 상동체)을 특이적으로 인식합니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 재조합 면역원은 아미노산 460-501에 해당합니다. 예상 분자량은 56 kDa입니다. UniProt Q13610.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PWP1 토끼 mAb                                                   |
| 비고/별칭       | NCLB; IEF-SSP-9502; PWP1                                      |
| 종           | 인간                                                            |
| 유전자 ID (인간) | 11137                                                         |
| 면역원         | 인간 PWP1 (NP_008993.1)의 아미노산 460-501에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원         | 토끼                                                            |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                        |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간                                                            |
| SWISS       | Q13610                                                        |
| 단백질 분자량     | 56kDa                                                         |
| 배송          | 아이스 팩                                                         |