

Wb, Elisa용 항-Pxdn 토끼 단일클론 항체 - Q92626

품목 번호: CM0012187

소개

WB 및 ELISA 용도의 인간 PXDN에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 세포외기질, 기저막 및 혈관신생 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PXDN 토끼 mAb
비고/별칭	PXN; VPO; MG50; PRG2; ASGD7; COPOA; D2S448; D2S448E; hsPxd01
종	인간
GeneID (인간)	7837
GeneID	7837
면역원	재조합 단백질 인간 PXDN의 아미노산 431-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_036425.1).
생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92626
단백질 중량	165kDa
배송	아이스백