

Wb 및 Elisa용 항-Pxdn 토끼 다클론 항체 - Q92626

품목 번호: CM0022472

소개

인간 PXDN(Peroxidasin homolog)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세포외 기질 및 기저막 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PXDN 토끼 pAb
별칭	PXN, VPO, MG50, PRG2, ASGD7, COPOA, D2S448, D2S448E, hsPxd01, PXDN
종	인간
유전자 ID	7837
면역원	인간 PXDN(NP_036425.1)의 아미노산 1320-1479에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q92626
단백질 분자량	165 kDa
배송	아이스 팩