


Wb, Elisa용 Anti-Pxr 폴리클로날 항체 - O75469

품목 번호: CM0014755



소개

인간 PXR(NR1I2)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증됨. 50 kDa 단백질 검출; 이물질 대사 및 약물 수송 연구에 적합. 인간 샘플과 교차 반응.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PXR Rabbit pAb
비고/별칭	BXR; PAR; PRR; PXR; SAR; SXR; ONR1; PAR1; PAR2; PARq
종	인간
GeneID (인간)	8856
GeneID	8856
면역원	합성 펩타이드 인간 PXR (NP_071285.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O75469
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백