

Wb, Elisa용 항-Pycr1 다클론 항체 - P32322

품목 번호: CM0028892



소개

인간 PYCR1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 프롤린 생합성 및 산화 스트레스 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PYCR1 토끼 pAb
비고/별칭	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
종	인간
유전자 ID (인간)	5831
유전자 ID	5831
면역원	인간 PYCR1 (NP_008838.2)의 아미노산 1-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P32322
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩