

Wb, Elisa용 Anti-Pycr1 Rabbit Polyclonal Antibody - P32322

품목 번호: CM0017363



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-PYCR1 rabbit polyclonal 항체입니다. 사람, 마우스, 래트 PYCR1을 검출합니다. 프롤린 생합성 및 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PYCR1 Rabbit pAb
비고/별칭	P5C; P5CR; PRO3; PYCR; PIG45; PP222; ARCL2B; ARCL3B; PYCR1
종	사람
유전자 ID (사람)	5831
유전자 ID	5831
면역원	사람 PYCR1 (NP_008838.2)의 아미노산 1-319에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P32322
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백