


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Pycr2 다클론 항체 - Q96C36

품목 번호: CM0018190



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클론 anti-PYCR2 항체입니다. 34 kDa 단백질을 검출하며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플에서 프롤린 생합성 및 산화 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYCR2 토끼 pAb
비고/별칭	HLD10; P5CR2; PYCR2
종	인간
GeneID (인간)	29920
GeneID	29920
면역원	인간 PYCR2(NP_037460.2)의 271~320번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96C36
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스팩