

Wb 및 Elisa용 Anti-Pycrl 폴리클론항체 - Q53H96

품목 번호: CM0022882

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 PYCRL 토끼 폴리클론항체로, 마우스와의 교차반응성을 가집니다. 프롤린 생합성 및 대사 경로 연구에 이상적입니다. 인간 샘플에 최적화되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PYCRL Rabbit pAb
비고/별칭	PYCRL
종	인간
GeneID (인간)	65263
GeneID	65263
면역원	인간 PYCRL (NP_075566.2)의 아미노산 13-286에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q53H96
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백