

Anti-Pygl 토끼 다클로날 항체 - P06737

품목 번호: CM0024931



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA 애플리케이션용 인간 PYGL(간 글리코겐 인산분해효소)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트 PYGL을 검출합니다. 포도당 항상성 및 글리코겐 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYGL Rabbit pAb
비고/별칭	GSD6; PYGL
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	5836
유전자 ID	5836
면역원	인간 PYGL (NP_002854.3)의 아미노산 690-847에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P06737
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스 팩