

Wb, Elisa용 Anti-Pygm 토끼 다클로날 항체 - P11217

품목 번호: CM0028537



소개

인간 PYGM(글리코겐 인산화효소)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트 샘플에 반응합니다. 글리코겐 대사 및 McArdle 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYGM Rabbit pAb
비고/별칭	GSD5; PYGM
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	5837
면역원(Immunogen)	인간 PYGM (NP_005600.1)의 아미노산 743-842에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11217
단백질 분자량	97kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)