

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Pym1 토끼 다클론 항체 - Q9Brp8

품목 번호: CM0022726

소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증을 거친 고품질 anti-PYM1 토끼 다클론 항체입니다. NMD 및 번역에 관여하는 핵심 엑손 접합 복합체(EJC) 조절 인자인 인간, 마우스, 랫트 PYM1(Q9BRP8)을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PYM1 토끼 pAb
비고/별칭	PYM; WIBG; PYM1
종	인간
GeneID (인간)	84305
GeneID	84305
면역원	인간 PYM1(NP_115721.1)의 1-204 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9BRP8
단백질 무게	23kDa
배송	아이스팩