


Wb 및 Elisa용 항-피로인산가수분해효소 1 단일클론 항체 - Q15181

품목 번호: CM0003512



소개

인간 피로인산가수분해효소 1 (PPA1, Q15181)을 표적으로 하는 고훈이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응하므로 다중 대사 및 신호 전달 연구가 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	피로인산가수분해효소 1 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	PP, PPI, IOPPP, HEL-S-66p, SID6-8061, Pyrophosphatase 1
종	인간
GeneID (인간)	5464
GeneID	5464
면역원	인간 피로인산가수분해효소 1 (Q15181)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q15181
단백질 분자량	33 kDa
배송	아이스백