


Wb 및 Elisa용 항피루브산 카복실화효소(PC) 토끼 단일클론항체 - P11498

품목 번호: CM0012782



소개

사람 피루브산 카복실화효소(PC)에 대한 토끼 단일클론항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 생쥐 및 랫드 샘플에서 130 kDa 밴드를 검출합니다. 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	피루브산 카복실화효소(PC) 토끼 단일클론항체
비고/별칭	PCB; PC; 피루브산 카복실화효소(PC)
종	사람
GeneID (사람)	5091
GeneID	5091
면역원	사람 피루브산 카복실화효소(PC)(P11498)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐, 랫드
SWISS	P11498
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스팩