


Anti-Pyruvate Carboxylase (Pc) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11498

품목 번호: CM0026265



소개

인간 Pyruvate carboxylase (PC)에 대한 토끼 다클로날 항체. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트 PC와 교차 반응합니다. 포도당 신생 및 지질 대사 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Pyruvate carboxylase (PC) Rabbit pAb
비고/별칭	PCB; Pyruvate carboxylase (PC)
종(Species)	인간(Human)
Gene ID (Human)	5091
Gene ID	5091
면역원(Immunogen)	인간 Pyruvate carboxylase (NP_001035806.1)의 아미노산 879-1178을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P11498
단백질 분자량(Protein Weight)	130kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)