


Wb, Ihc, If, Elisa용 Anti-Qars 토끼 다클로날 항체 - P47897

품목 번호: CM0025347



소개

인간 QARS(Glutaminyl-tRNA synthetase)를 표적하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC, IF, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 뇌 발달 및 단백질 합성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QARS Rabbit pAb
비고/별칭	QARS; GLNRS; MSCCA; PRO2195
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5859
GeneID	5859
면역원	인간 QARS (NP_005042.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P47897
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스 백(Ice bag)