

Wb 및 Elisa용 항-Qdpr 다클론 항체 - P09417

품목 번호: CM0028189



소개

인간 QDPR(DHPR, SDR33C1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 테트라하이드로비오프테린 생합성 및 페닐케톤뇨증 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	QDPR 토끼 pAb
비고/별칭	DHPR; PKU2; HDHPR; SDR33C1; QDPR
종	인간
유전자ID (인간)	5860
유전자ID	5860
면역원	인간 QDPR(NP_000311.2)의 아미노산 1-244에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09417
단백질 분자량	26kDa
배송 방식	아이스 팩