


Wb용 Anti-Qki 단일클론 항체 - Q96Pu8

품목 번호: CM0006292



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 QKI 토끼 단일클론 항체입니다. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)와 반응합니다. RNA 스플라이싱, 안정성 및 미엘린 형성의 주요 조절 인자인 KH 도메인 함유 RNA 결합 단백질 QKI를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QKI Rabbit mAb
비고/별칭	QK; Hqk; QKI; QK3; hqk1; QKI
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	9444
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	Q96PU8
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백