


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Qki 폴리클로날 항체 - Q96Pu8

품목 번호: CM0027258



소개

인간 QKI 단백질(유전자 ID: 9444, SWISS: Q96PU8)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. RNA 생물학 및 신경학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QKI Rabbit pAb
비고/별칭	QK; Hqk; QKI; QK3; hqkl; QKI
종	인간
GeneID	9444 (인간)
면역원	인간 QKI (NP_006766.1)의 아미노산 1-341에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96PU8
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백