


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Qki 토끼 단일클론 항체 - Q96Pu8

품목 번호: CM0002472



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 대해 검증된 QKI 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 QKI 단백질(~38kDa)을 인식합니다. RNA 대사 및 수초화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	QKI Rabbit mAb
비고/별칭	QK; Hqk; QK1; QK3; hqk1; QKI
종	Human
GeneID (Human)	9444
GeneID	9444
면역원	Synthetic Peptide 인간 QKI (Q96PU8)의 아미노산 242-341 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q96PU8
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백