


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Qpct 폴리클로날 항체 - Q16769

품목 번호: CM0025233



소개

인간 QPCT에 대한 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA용 토끼 폴리클로날 항체. 재조합 면역원; 마우스, 래트와 교차 반응. 피로글루타밀 펩타이드 및 아밀로이드베타 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	QPCT Rabbit pAb
비고/별칭	QC; GCT; sQC; QPCT
종	인간
GeneID (인간)	25797
GeneID	25797
면역원	인간 QPCT (NP_036545.1)의 아미노산 1-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16769
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백